



# Elektrorollstuhl Permobil Koala Miniflex

Der kleinste Rollstuhl für Kinder

## Beschreibung

Das Modell Permobil Koala Miniflex ist der ideale Rollstuhl für Kinder (von Kleinkindern bis zu jungen Teenagern). Er ist mit den gleichen leistungsstarken Motoren und dem gleichen Vorderradantrieb ausgestattet wie die Permobil-Rollstühle für Erwachsene, aber an die Bedürfnisse von Kindern angepasst. Das Miniflex-Sitzsystem ist ein flexibles Sitzsystem für wachsende Kinder und Kinder mit speziellen Sitzbedürfnissen. Er ist in drei Grössen und mit verschiedenen Körperstützen erhältlich. Zu den Optionen gehört die Montage eines orthopädischen Sitzes.

## Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	25-35
Sitztiefe (von - bis) [cm]	27-37
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	32.5-42.5
Sitzhöhe [cm]	41
Max. Nutzergewicht [kg]	35
Geschwindigkeit [km/h]	6.5
Reichweite [km]	25-30
Wendekreis [cm]	57
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	0 - 22
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	keine

## Artikel

**Basispreise Art. Nr.**  
inkl. MwSt.

Koala Miniflex	ab Fr. 16'722
----------------	---------------



