



Liegebär Lasse



Beschreibung

Der Liegebär Lasse ist eine Weiterentwicklung klassischer Rückenliegebretter. "Lasse" bietet ein stufenlos steigerbares, geführtes und kontrolliertes Stehtraining. Speziell für die Anforderung der kleinsten wird mit "Lasse" die Möglichkeit gegeben aktiv am Geschehen teilzuhaben.

Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	65-72
Gesamtlänge [cm]	105-122
Gewicht [kg]	27.5-50
Max. Nutzergewicht [kg]	30-130
Einsatz Körpergrösse [cm]	60-200

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Lasse Gr. Mini	ab Fr. 3'035 163
Lasse Gr.1	ab Fr. 3'035 165
Lasse Gr.2	ab Fr. 3'220 166
Lasse Gr.3	ab Fr. 5'935 167
Lasse Gr.4	ab Fr. 6'285 164
Lasse Gr.5	ab Fr. 6'765 1018966

