



Therapiestuhl Rehatec Mia



Klein aber oho !

Beschreibung

Der aktive Therapiestuhl Mia von Rehatec bietet durch seine grosse Auswahl an Zubehör eine ideale Unterstützung für eine individuelle Entwicklung: so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	28-40
Sitztiefe (von - bis) [cm]	20-35
Sitzhöhe [cm]	24-64
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	23-30
Gewicht [kg]	8
Max. Nutzergewicht [kg]	30-60

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Therapiestuhl Mia	ab Fr. 1'605
-------------------	--------------

