



Kinder Pflegerollstuhl HD Balance Teen

Einfach und wirkungsvoll



Beschreibung

Beim Modell HD-Balance handelt es sich um einen schwedischen Tilt-in-Space-Rollstuhl mit einem modernen Design. Bei der Entwicklung wurden die Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer und Betreuer berücksichtigt. Durch ein sehr gut ausgerüstetes Basismodell lassen sich ohne zusätzliche Kosten einfache und wirtschaftliche Versorgung realisieren.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	35/38
Sitztiefe (von - bis) [cm]	35/38
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	47-56
Sitzhöhe [cm]	47
Max. Nutzergewicht [kg]	135
Gewicht [kg]	36

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

HD Balance Teen	ab Fr. 5'595
-----------------	--------------

