



Rehatec Nele

Sitzen in den kleinsten Dimensionen



Beschreibung

Der Therapiestuhl Nele ist in 2 Grössen lieferbar und sowohl für den Einsatz un der Schule, Kindergarten oder zu Hause geeignet. Jede Grösse ermöglicht dank vielfältiger Verstellmöglichkeiten eine Mitwachsen und garantiert eine lange Nutzungsdauer. Der Therapiestuhl Nele ist unsere professionelle Antwort auf wachsende Anforderungen und differenzierte Bedürfnisse.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	14-27
Sitztiefe (von - bis) [cm]	17-31
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	34-51
Gewicht [kg]	28
Max. Nutzergewicht [kg]	45-50

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Nele Gr.0	ab Fr. 2'403
Nele Gr.1	ab Fr. 2'403

