



Nimbo

Extra leichter Walker für den Innenbereich

Beschreibung

Nimbo ist eine Posterior-Gehhilfe, die das Gehen im Innenbereich fördert, die Körperhaltung verbessert und die nötige Sicherheit gewährt. Durch die kompakte Grösse kann sie auch bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Die Gehhilfe ist höhenverstellbar, faltbar und in 3 verschiedenen drei Grössen erhältlich.

Technische Daten

Gesamtlänge [cm]	54-85
Gesamtbreite [cm]	59-67
Gewicht [kg]	5
Max. Nutzergewicht [kg]	30-80
Einsatz Körpergrösse [cm]	114-155

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Nimbo Gr.S	ab Fr. 685
Nimbo Gr.M	ab Fr. 705
Nimbo Gr.L	ab Fr. 735

