



Robby

Badelagerungshilfe

ottobock.

Beschreibung

Mit der Badeliege Robby wird das Baden zu einem entspannten Vergnügen – sowohl für das Kind als auch für die Eltern. Die Badeliege Robby ist vor allem einfach und praktisch. Dank der geringen Bauhöhe wird in der Wanne nur sehr wenig Wasser benötigt. Nach dem Baden lässt sie sich mit einem Handgriff auf ein handliches Mass zusammenfallen und verstauen. Natürlich wird das Kind auf der Badeliege jederzeit optimal positioniert und unterstützt. Der Kopf-, Rücken-, Sitz- und Unterschenkelbereich kann bequem eingestellt werden. Die nachspannbare, muldenförmige Netzbespannung sorgt für eine stabile seitliche Führung und eine tiefe Beckenposition. So wird die Hüfte in Beugung gehalten. Für die nötige Sicherheit stehen Fuss- und Beckengurte zur Verfügung.

Technische Daten

Gesamtlänge [cm]	115-173
Gesamtbreite [cm]	38
Sitztiefe (von - bis) [cm]	20-43
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	63-94
Gewicht [kg]	4.3
Max. Nutzergewicht [kg]	30-60

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Robby Gr.1	ab Fr. 1'215
Robby Gr.2	ab Fr. 1'399

