



Schraubkniequengelorthese

Beschreibung

Stabile Orthese vom Fuss bis zum Oberschenkel reichend mit Gelenk zum Quengeln (Aufdehnen) auf Kniegelenkhöhe. Quengelung stufenlos mit Steckschlüssel einstellbar. Die Quengelung kann in Extension und Flexion erfolgen.

Anwendung

Orthese zur Behandlung von Kniekontrakturen als alleinige Massnahme oder postoperativ bzw. nach Botulinumtoxin- Applikation

