



Kinderrollstuhl Sopur Simba



Mehr Freiheit. mehr Spiel und Spass

Beschreibung

Der neue Simba ist ein mitwachsender Starrrahmen-Rollstuhl für aktive und unternehmungslustige Kinder, der in Sachen Mobilität und Handhabung neue Massstäbe setzt. Dank optimiertem Rahmendesign und einer Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten in Tiefe und Breite lässt sich der Simba auf seinen Benutzer geradezu massschneiden. Seiner Leichtigkeit verdankt er die Agilität und die hervorragende Kraftübertragung. Der Simba unterstützt den natürlichen Drang von Kindern und Jugendlichen zu mehr Freiheit, Mobilität und Unabhängigkeit.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	22-36
Sitztiefe (von - bis) [cm]	24-38
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	20-40
Sitzhöhe [cm]	36-48
Max. Nutzergewicht [kg]	65
Gewicht [kg]	ab 8

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Simba	ab Fr. 3'866.40
-------	-----------------

