



Arbeits- und Therapiestuhl Sonja

Beschreibung

Der Arbeits- und Therapiestuhl Sonja ist ein multifunktionales Hilfsmittel, das speziell auf den Benutzer abgestimmt werden kann und auch die Möglichkeit bietet, mit ihm zu wachsen. Dank seiner soliden Konstruktion ist der Stuhl nicht nur besonders sicher, sondern auch langlebig. Der Stuhl kann als Wohnzimmer-, Schul- und Therapiestuhl verwendet werden. Der Stuhl ist in 4 Grössen (Sitzbreite von 19-38cm) und in diversen Polsterfarben erhältlich.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	19-38
Sitztiefe (von - bis) [cm]	18-44
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	30-42
Gewicht [kg]	14.5
Max. Nutzergewicht [kg]	100

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Arbeits- und Therapiestuhl Sonja	ab Fr. 3'640

