



Kinderrollstuhl Pro Activ Speedy 4teen

Einfach dynamisch



Beschreibung

Durch seine bewährte Mitwachsfunction ist der Jugendrollstuhl Speedy 4teen ein Begleiter für viele Jahre. Trotz der Zulademöglichkeit von 100 kg kommt der Speedy 4teen durch die gezielte Gewichts-optimierung lediglich auf ein Gesamtgewicht ab 9,2 kg. Ausgestattet mit der einfachen Sitzhöhen- und Kippunktverstellung in 1-cm-Schritten passt sich dieser Rollstuhl den wachsenden Anforderungen seines Fahrers an. Klare Rahmenführung und qualitativ hochwertige Verarbeitung verleihen dem Jugendrollstuhl einen sportlichen Charakter und ein geringes Packmass.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	26-38
Sitztiefe (von - bis) [cm]	31-48
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	20-48
Sitzhöhe [cm]	50-50
Max. Nutzergewicht [kg]	100
Gewicht [kg]	ab 9k

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Speedy 4teen	ab Fr. 3'701
--------------	--------------

