



Therapiestuhl Madita Maxi



Beschreibung

Ich bin die tägliche Begleiterin für Jugendliche und Erwachsene. Ob Mittagessen, Schularbeiten oder Lesestunde: Ich Sorge dafür, dass Du immer optimal sitzt. Da meine Mittelsäule und mein verlängerter Radstand eine hohe Stabilität garantieren, bin ich großen Belastungen gewachsen. Meine anatomisch geformte Sitzfläche sorgt für eine aufrechte Beckenstellung und verhindert, dass Du aus der Sitzfläche herausrutschen kannst.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	34-44
Sitztiefe (von - bis) [cm]	36-47
Sitzhöhe [cm]	48-60
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	40-56
Gesamtbreite [cm]	64
Gesamtlänge [cm]	80
Max. Nutzergewicht [kg]	120
Gewicht [kg]	26

Artikel	Sitzbreite (von - bis)	Sitztiefe (von - bis)	Sitzhöhe	Rückenhöhe (von - bis)	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Therapiestuhl Madita Maxi	34-44	36-47	48-60	40-56	ab Fr. 2'990	

