



Unterarmgehstock extra gross ergonomisch

Beschreibung

10-fach höhenverstellbarer Unterarmgehstock mit ergonomisch geformten Handgriff. Reflektoren im Griff vorne. Verwindungssteife Armschale. Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm). Stabiler Fuss mit grosser Auflagefläche. Belastbar bis 130 kg.

Anwendung

Teil- oder vollständige Entlastung eines Beines, deutliche Gehunsicherheit und Gleichgewichtsstörung

Artikel	Basispreise	Art. Nr.
	inkl. MwSt.	
Unterarmgehstock extra gross, Paar	Fr. 80	r4050300 0127

