



## VX Schaft

### Beschreibung

Es handelt sich hierbei um eine Schaftform für Oberschenkelamputierte, die anhand von 10 Vektoren und 8 Funktionswinkel auf 7 Levels konstruiert wird. Diese Weitemasse und Winkel werden individuell am Prothesenträger mit angespannter und entspannter Muskulatur ermittelt um eine optimale Passform zu erhalten.

### Anwendung

Bessere Kontrolle und Führung der Prothese,  
mehr Komfort und Bewegungsfreiheit durch freiliegenden Trochanter und flexiblen Schaftrand

